



อุปกรณ์จับยึดฟันปลอมสำหรับงาน เสริมฐาน หรือ เปลี่ยนฐานฟันปลอม



↑ Movie

การเสริมฐานฟันปลอม ที่ง่ายดาย และแม่นยำ



กลไกการล็อค
ที่เรียบง่าย แต่ความแม่นยำสูง

มีกลไกเชื่อมโยง ที่ทำให้การบีบอัดนุ่มนวล

การรักษาระดับความสูงของการสบฟันได้แม่นยำ
ด้วยเครื่องมือที่มีขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง

ระดับความสูงของการสบฟัน
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (แม้วัสดุเสริมฐาน มีการขยายตัว)



ช่วยให้งานเสริมฐานฟันปลอม
เป็นเรื่องที่สะดวกสบาย
โดยช่วยรักษาระดับความสูง
ของการสบฟันของคนไข้
ให้คงอยู่เหมือนเดิม

PRESSFIT

プレスフィット






Cheerful Lab.

CHEERFUL LAB CO., LTD.

2991/71 Ladphrao 101/3, Klongchan, Bangkok, Bangkok
02-261-1070 064-147-6354 info.cheerful.lab@gmail.com

www.cheerful-lab.com

การเสริมฐานฟันปลอมเป็นเรื่องง่าย / เพียงใส่เพลท และล็อกด้วยแขนบีบจับ



- ❶ Upper Plate
- ❷ Lock Pin
- ❸ Lock Clamp
- ❹ Link Arm
- ❺ Pillar (with magnet)
- ❻ Lower Plate (with magnet)
- ❼ Ring-Ditch for Gypsum
- ❽ Anti-Rotation Hole
- ❾ Front Teeth Marker
- ❿ Magnet
- ⓫ Engage Shim

Size

160mm/w x 94mm/h x 70mm/d (at Clamped)

Weight 910g Stone Model-Size 70mm/h x 96mm/w

Materials

Aluminum (Anodized), Stainless, Steel

Accessories

Siricon Ring for Gypsum x 2pcs

Mounting Plate x 2pcs

Option

Siricon Ring for Gypsum x 2 pcs

